

my generation



by **schein**



Orthesenschuhe mit

**BOA**<sup>®</sup>

Verschlusssystem



Germany since 1879

# Die Schuhversorgung

## Orthesenschuhe

### Raum für Therapie

Viele Menschen empfinden das Tragen einer Beinorthese oftmals als Einschränkung ihrer Bewegungsfreiheit. Unsere Orthesenschuhe sind daher so konzipiert, eine optimale Passform von Fuß, Orthese und Therapieschuh zu gewährleisten. Die stabile Fersenkappe sorgt in Kombination mit dem erhöhten und flexiblen Schafttrand für einen guten Sitz und eine hohe Standsicherheit.


Aber nicht nur die optimale Passform unserer Schuhe ist von Bedeutung. Auch das leichte An- und Ausziehen unserer Orthesenschuhe ist gerade im Alltag enorm wichtig. Das Boa® Verschlusssystem ermöglicht das Öffnen und Schließen mit einer Hand.



Darüber hinaus begleitet uns nicht nur der medizinische Aspekt bei der Entwicklung der Orthesenschuhe. Auch modische Gesichtspunkte spielen eine wichtige Rolle.

Daher ist das Design unserer Therapieschuhe dem eines Normalschuhs stark nachempfunden. Wir orientieren uns dafür an der aktuellen Mode, an trendigen Schnitten bzw. Farben und setzen diese auf unsere Therapieschuhe um, damit sich Menschen darin wohl fühlen.

Sollten weitere Anpassungen für die Orthese benötigt werden, kann der Orthopädie(schuh)-techniker diese individuell vornehmen. An allen Orthesenschuhen lassen sich orthopädische Maßnahmen und Zurichtungen spezifisch umsetzen, damit die Füße optimal versorgt sind.



In den Weiten TN5 und TN8 erhältlich.  
Bei einseitiger Versorgung können die Schuhe problemlos in Weite und Größe kombiniert werden.

Skizze: symbolische Darstellung der Brandsohlenform und des Leistenvolumens.

# Orthesenschuhe

Hilfsmittelverzeichnis – Pos.-Nr. 31.03.03.7001, „Schuhe über Beinorthese“ beantragt

Unsere Orthesenschuhe – eine Kombination aus bewährten medizinischen Funktionen und frischem Aussehen

Das passende Schuhwerk ist eine wesentliche Ergänzung für die individuell gefertigten Orthesen. Schuhe für Orthesenträger müssen wichtigen Anforderungen entsprechen sowie deren Geh- und Laufbewegungen erleichtern. Herkömmlich konfektionierte Schuhe können auf Grund ihrer Materialqualität, Formgebung und der Druckbelastung durch die Orthese diesen Anforderungen nicht gerecht werden – daher empfehlen wir hier unsere Therapieschuhe.

## Mit einem Drehgut versorgt



## Flexible Laufsohle

Immer dünnere und flexiblere Materialien finden im orthopädischen Handwerk bei der Versorgung ihre Verwendung. Daher haben wir für den Orthesenbereich eine noch flexiblere Machart unserer Sohle eingeführt.

Alle Schuhe, die in den Tabellen mit „Flexibel“ gekennzeichnet sind, sind extrem biegsam. Gerade flexible Orthesen werden dadurch in ihrer Funktion optimal unterstützt.

# Orthesenschuhe mit

# Boa®

# Verschlusssystem

Bequemer Einstieg durch die bewegliche, aufklappbare Hinterkappe

Gleichmäßiger Anzug des Nylonseils sorgt für optimalen Halt

Stabile Fersenkappe

Stabile Vorderkappe als Zehenschutz



Praktischer Verschluss und Weitenregulierung mit Boa®-Verschlusssystem - entweder seitlich vorne oder hinten

Unsere Thereschuhe sind speziell für Menschen, die eine Orthese tragen müssen, entwickelt. Durch die Kombination von orthopädischem Fachwissen, modernen Ledern und hochwertigen Materialien entstehen langlebige Wegbegleiter.

Das Boa® Verschlusssystem unterstützt durch seine robuste Machart die Philosophie unserer Orthesenschuhe:

- Sehr guter Halt
- Feine Justierung
- Einhändige Bedienung
- Geringes Gewicht
- In zwei Weiten erhältlich
- Als Vorder- oder Hinter-Verschluss verfügbar

# Das Boa® Verschlusssystem

Wir bieten den  
richtigen Dreh

Alle Orthesenschuh-Modelle in diesem Prospekt haben wir mit einem Boa®-Verschlusssystem ausgerüstet. Ursprünglich für den Sport entwickelt, bietet dieses Schnellschnürsystem für Orthesenträger mit eingeschränkter Motorik eine wesentliche Erleichterung beim An- und Ausziehen des Schuhs. Denn das Öffnen und Verschließen geschieht mit einem einzigen Griff am Drehknopf. Durch Drehen des Rades wird die gesamte Schnürung gleichmäßig und individuell an den Fuß des Patienten angepasst und millimetergenau fixiert. Der Verschluss gewährleistet einen stabilen Halt und besten Komfort im Schuh.

## Der sichere Halt

Wir bieten das Boa®-Verschlusssystem in zwei Varianten an:

- Mit Drehknopf an der Hinterkappe
- Mit Drehknopf seitlich außen am Schuh


Beide Schnürsysteme verleihen dem Fuß einen hervorragenden Halt indem sie einen gleichmäßigen Zug über die gesamte Schnürfläche erzielen.

Im Vergleich zu herkömmlichen Schnürsenkeln, die Wasser oder Schmutz aufnehmen können, bewahren die reibungsarmen Kunststoffbezüge, die um die feinen Edelstahldrähte verarbeitet wurden, ihr federleichtes Gewicht.


Auch bei hoher Belastung bilden Spulen und Drähte ein langlebiges Konzept.

Einmal befestigt, bleibt die Schnürung an Ort und Stelle - die Orthese bzw. der Fuß wird sicher fixiert.

sicher...schnell...passgenau



Zum Öffnen:  
Drehknopf herausziehen und schon löst sich die Schnürung.



Zum Schließen:  
Drehknopf herunterdrücken und die Schnürung durch anschließendes Drehen im Uhrzeigersinn feststellen.





Flexible  
Sohle

Gültig für alle Modelle  
auf dieser Doppelseite

## Merkur

362910 / Weite TN5  
372910 / Weite TN8

	Artikel-Nr.	Weite	Größe	Material	Farbe	Verschluss	Innenfutter	Sohle
Uranus	362900 372900	TN5 TN8	28 - 42	Nubuk	schwarz / grau	Boa® - Verschlussystem	Textil	Flexibel
Merkur	362910 372910	TN5 TN8	28 - 35	Nubuk	lila / grau	Boa® - Verschlussystem	Textil	Flexibel
Neptun	362920 372920	TN5 TN8	28 - 42	Nappa / Nubuk	blau / grau	Boa® - Verschlussystem	Textil	Flexibel

# Orthesenschuhe mit Boa® Verschlusssystem

Hilfsmittelverzeichnis – Pos.-Nr. 31.03.03.7001, „Schuhe über Beinorthese“ beantragt



## Uranus

362900 / Weite TN5  
372900 / Weite TN8



## Neptun

362920 / Weite TN5  
372920 / Weite TN8





## Moros

362300 / Weite TN5  
372300 / Weite TN8

	Artikel-Nr.	Weite	Größe	Material	Farbe	Verschluss	Innenfutter
Moros	362300 372300	TN5 TN8	30 - 42	Nappa / Netzgewebe	schwarz	Boa® - Verschlussystem	Textil
Leto	362310 372310	TN5 TN8	24 - 42	Nubuk / Netzgewebe	grau / dunkelblau	Boa® - Verschlussystem	Textil
Hera	362320 372320	TN5 TN8	24 - 32	Nubuk / Netzgewebe	rosa	Boa® - Verschlussystem	Textil
Hesti	362330 372330	TN5 TN8	30 - 42	Nappa / Jeansstoff im Used-Look	beige	Boa® - Verschlussystem	Textil

# Orthesenschuhe mit Boa® Verschlusssystem

Hilfsmittelverzeichnis – Pos.-Nr. 31.03.03.7001, „Schuhe über Beinorthese“ beantragt



## Leto

362310 / Weite TN5  
372310 / Weite TN8



## Hesti

362330 / Weite TN5  
372330 / Weite TN8



## Hera

362320 / Weite TN5  
372320 / Weite TN8



# my design KONFIGURATOR

Jetzt auch mit



## Mein individueller Schuh


Mit unserem my design Schuhkonfigurator können Sie sich Ihr eigenes einzigartiges Schuhpaar ganz nach Ihren Vorstellungen zusammenstellen.

Von der Sohle bis zum Innenfutter - und jetzt auch mit Boa® Verschlusssystem - gibt es zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten.



**Konfigurations-  
beispiele**  
Farbabweichungen und Änderungen vorbehalten

1



Konfigurationscode:  
DESBSC01




Konfigurationscode:  
DESBSC02



Konfigurationscode:  
DESBSC03

2



Konfigurationscode:  
DESBSP01



Konfigurationscode:  
DESBSP02



Konfigurationscode:  
DESBSP03


	Modell	Artikel-Nr.	Weite	Größe	Verschluss
Orthesenschuh	1	362930 372930	TN5 TN8	28 - 42	Boa® - Verschlusssystem
Orthesenschuh	2	362340 372340	TN5 TN8	24 - 42	Boa® - Verschlusssystem

# So einfach geht's


## 1. Modell auswählen




## 2. Paar/Unpaar und Größe/Weite wählen



## 3. Nach eigenem Wunsch designen



## 4. Bestellung als PDF herunterladen



Weitere Orthoseschuhe und vieles mehr in unserem Katalog

Erhältlich bei unseren my generation Partnern oder unter [mygeneration-schein.de](http://mygeneration-schein.de)



# my generation




by **schein**



Geringfügige Farbabweichungen und Modelländerungen vorbehalten.  
Abgebildete Schuhe sind in Gr. 28 dargestellt.



Ihr Fachhändler:



Schein Orthopädie Service KG  
Hildegardstr. 5  
42897 Remscheid  
Germany  
Tel. +49 2191 910-201  
Fax +49 2191 910-102  
remscheid@schein.de  
www.mygeneration-schein.de



Germany since 1879

03.0891.20.01.16

099990-024