

Stehgeräte



Campus *Easy Swing*

Grenzenlose Therapiemöglichkeiten in der Bauchlage

- stabil
- einfach
- effektiv

Das schrägverstellbare Kinder-Stehgerät CAMPUS EASY SWING 671/672/673 bietet vielfältige Verstellmöglichkeiten und ein breites Spektrum an Zubehörteilen. Dadurch können mit dem Bauchlage-Stehgerät viele individuell abgestimmte Therapieformen erprobt werden. Die Mittelsäule lässt sich mittels einer Gasdruckfeder von der senkrechten bis hin zu der waagerechten Position stufenlos einstellen. Durch die optimale Schwerpunktlage ist ein Verstellen der Liegeposition problemlos möglich.



Abgebildete Optionen bzw. Zubehör gegen Aufpreis erhältlich.



HILFSMITTELVERZEICHNIS

HVM-Nr.: 28.29.02.0011/1037/0012/1038/0013/1039

INDIKATION

- Querschnittslähmung
- Cerebralparese
- Muskeldystrophie

KONSTRUKTION

Grundrahmen in U-Form mit Fußplatte, Mittelsäulenführung zur Aufnahme der Knie- und Beckenpelotten, der Brust- und Seitenpelotten und der Tischplatte

BELASTBARKEIT

Größe 1: bis 50 kg / Größe 2: bis 60 kg / Größe 3: bis 70 kg

ANPASSUNG

individuelle Anpassung durch die gute Verstellbarkeit der Pelotten und Anbauteile und durch die Vielzahl von Optionen

FARBPALETTE

Die umfangreiche Farbpalette entnehmen Sie bitte dem Bestellblatt.

OPTIONEN

- Beckenstützpelotte
- Kopfstütze/Rückenpelotte/Beckenpelotten
- Spreizsattel
- Transportrollen

GRUNDAUSSTATTUNG

- Grundgestell ohne Rollen
- einzeln verstellbare Kniepelotten
- Fußplatte
- Brustpelotte
- Schrägverstellung mittels Gasdruckfeder
- Tischplatte

Ausführliche technische Beschreibungen und individuelle Konfigurationsmöglichkeiten entnehmen Sie bitte dem entsprechenden Bestellblatt oder besuchen Sie unsere Internetseite www.berollka.de.

Persönliche Informationen erhalten Sie von unserer Kundenberatung oder von Ihrem Fachhändler.

Ihr Berollka Fachhändler



O-tech Ticino sa
laboratorio e negozio
di ortopedia tecnica

via Balbio 52
6834 Morbio Inferiore
(Chiasso)
Svizzera

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.